

# INSTRUÇÃO DE USO

## **OPTI-FREE\* GOTAS UMIDIFICANTES**

Estétil

**OPTI-FREE\* GOTAS UMIDIFICANTES** é uma solução segura e eficaz para umidificar lentes de contato gelatinosas (hidrofílicas), silicone hidrogel e lentes rígidas / gás-permeáveis de fluorsilicone-acrilato e silicone-acrilato durante o uso de suas lentes. **OPTI-FREE\* GOTAS UMIDIFICANTES**, quando utilizado 4 vezes por dia, ajuda a prevenir o depósito de proteínas em suas lentes gelatinosas (hidrofílicas). **OPTI-FREE\* GOTAS UMIDIFICANTES** é uma formulação livre de timerosal e ácido sórbico. Utilizar conforme recomendação do seu oftalmologista.

### **DESCRIÇÃO:**

**OPTI-FREE\* GOTAS UMIDIFICANTES** é uma solução aquosa, tamponada, isotônica e estétil que contém tampão citrato/borato, cloreto de sódio, com edetato dissódico 0,05%, e com conservante Poliquaturnium-1, RLM-100 (ácido carboxílico de lauril éter PEG-11) e TETRONIC 1304.

### **AÇÕES:**

**OPTI-FREE\* GOTAS UMIDIFICANTES** umidifica suas lentes, reduz o desconforto associado com o uso de lentes de contato e ajuda a remover partículas que podem causar irritação e/ou desconforto. **OPTI-FREE\* GOTAS UMIDIFICANTES**, quando utilizado 4 vezes por dia, ajuda a prevenir o depósito de proteínas em suas lentes gelatinosas (hidrofílicas).

### **INDICAÇÕES:**

**OPTI-FREE\* GOTAS UMIDIFICANTES** pode ser usado para lubrificar e umidificar diariamente lentes de contato gelatinosas de uso prolongado e descartáveis (hidrofílicas), bem como lentes rígidas / gás permeáveis (fluorsilicone-acrilato e silicone-acrilato) e lentes de silicone hidrogel, como segue:

- Umidificar as lentes quando necessário durante o dia para reduzir o desconforto.
- Umidificar as lentes de contato de uso prolongado antes de dormir e ao acordar.

### **CONTRAINDICAÇÕES (RAZÕES PARA NÃO USAR):**

Pessoas alérgicas a qualquer um dos componentes de **OPTI-FREE\* GOTAS UMIDIFICANTES** não devem utilizar este produto.

#### **ADVERTÊNCIAS:**

PROBLEMAS COM AS LENTES DE CONTATO E COM O ESTOJO PODEM RESULTAR EM SÉRIOS DANOS AOS OLHOS. É essencial seguir as instruções de seu oftalmologista e todas as instruções que constam neste produto para usar e conservar corretamente as lentes de contato e os produtos que se usam para seu cuidado, inclusive o estojo. Problemas com os olhos, incluindo ulcerações nas córneas podem se desenvolver rapidamente e levar a perda da visão. LENTES DE USO DIÁRIO NÃO SÃO INDICADAS PARA USO NOTURNO E NÃO DEVEM SER USADAS ENQUANTO DORMIR. Estudos clínicos mostraram o risco aumentado de reações adversas sérias quando essas lentes são usadas durante a noite. Lentes de contato de uso prolongado devem ser regularmente removidas para limpeza e desinfecção ou para eliminação e substituição conforme cronograma prescrito pelo oftalmologista.

Estudos clínicos têm demonstrado que existe um aumento da incidência de reações adversas graves em usuários de lentes de contato de uso prolongado quando comparado com usuários de lentes de contato de uso diário. Os estudos também mostraram que o risco de reação adversa séria aumenta quanto maior o tempo de permanência com as lentes nos olhos antes da remoção para limpeza e desinfecção ou para descartar e repor. Estudos mostram que fumantes têm um maior risco de incidência de reação adversa.

Se você sentir um desconforto persistente nos olhos, lacrimejamento excessivo, distúrbios na visão ou vermelhidão, retirar **IMEDIATAMENTE** as lentes e consultar seu oftalmologista.

É recomendado que usuários de lente de contato visitem o seu oftalmologista duas vezes ao ano ou mais frequentemente, se assim orientado. Se suas lentes são de uso prolongado, seu oftalmologista pode prescrever visitas mais frequentes. Manter fora do alcance das crianças.

#### **PRECAUÇÕES:**

- Sempre lavar e enxaguar suas mãos antes de manusear suas lentes de contato.
- Conservar em temperatura ambiente.
- Manter o frasco bem fechado quando não estiver sendo utilizado.
- Usar antes da data de validade marcada no produto.

- Descartar o restante da solução após seis meses da abertura do frasco.

### **REAÇÕES ADVERSAS (PROBLEMAS E O QUE FAZER):**

Os seguintes problemas podem ocorrer enquanto utilizar as lentes de contato:

- Dor, queimação ou coceira (irritação) nos olhos.
- Lacrimejamento excessivo dos olhos.
- Secreção anormal dos olhos.
- Vermelhidão dos olhos.
- Redução da acuidade visual (precisão da visão).
- Visão embaçada.
- Sensibilidade à luz (fotofobia).
- Olhos secos.

Se você notar qualquer um dos problemas acima, remova e examine suas lentes. Se o problema parar e a lente não parecer danificada, limpe, enxágue e desinfete as lentes e recoloque-as. Se o problema persistir ou as lentes parecerem danificadas, remova imediatamente suas lentes e consulte imediatamente seu oftalmologista.

Se qualquer um dos problemas acima ocorrer, uma condição séria como infecção, ulceração nas córneas, neovascularização, ou irite podem aparecer.

Procure imediatamente seu oftalmologista para identificação do problema e um tratamento para evitar danos graves ao olho.

### **INSTRUÇÕES:**

Remova completamente o lacre de segurança antes do uso.

**PARA UMIDIFICAR AS LENTES:** Se pequenas irritações, desconforto ou embaçamento ocorrer durante o uso das lentes, instilar 2 gotas em cada olho e piscar 2 ou 3 vezes. Ou usar ao longo do dia, quando necessário, para aumentar o conforto das lentes.

**PARA PREVENIR O DEPÓSITO DE PROTEÍNAS EM SUAS LENTES:** Instilar 2 gotas em cada olho e piscar 2 ou 3 vezes. Usar até 4 vezes por dia para ajudar a prevenir o acúmulo de depósito de proteínas e resíduos em suas lentes.

**CUIDADOS COM AS LENTES:** Sempre limpar e desinfetar suas lentes de contato todas as vezes que forem removidas. Para prevenir contaminação e ajudar a evitar problemas sérios nos olhos, sempre esvaziar e enxaguar o estojo das lentes com uma solução nova e deixe-o secando ao ar.

**APRESENTAÇÕES:**

**OPTI-FREE\* GOTAS UMIDIFICANTES** é esterilizado por filtração e apresentado em frasco plástico de 3 mL, 5 mL, 10 mL ou 15 mL.

**LENTE:**

**OPTI-FREE\* GOTAS UMIDIFICANTES** pode ser usado para lubrificar e umidificar diariamente lentes de contato gelatinosas de uso prolongado e descartáveis (hidrofílicas), bem como lentes rígidas / gás-permeáveis (fluorsilicone-acrilato e silicone-acrilato) e lentes de silicone hidrogel.

Lote, fabricação e validade: vide cartucho.

Reg. ANVISA: **80153480115**

**NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A.**

Av. N. S. da Assunção, 736

05359-001 - São Paulo - SP

CNPJ: 56.994.502/0017-05

Indústria Brasileira

Resp. Téc.: **Tatiana Torres Pubill**

CRF-SP Nº **41752**

Serviço de Atendimento ao Consumidor: **0800 7077908 / sac.brasil@alcon.com**

\* Marca registrada da Novartis

© 2017 Novartis

[www.br.alcon.com](http://www.br.alcon.com)

## RÓTULO

### **OPTI-FREE\* GOTAS UMIDIFICANTES**

Estétil

Remove proteínas e resíduos e umidifica durante o uso das lentes.

Para todas as lentes de contato.

3 mL; 5 mL; 10 mL; 15 mL

Composição, indicações, restrições ao uso e modo de usar: vide bula.

Não use se o lacre de segurança estiver violado ou ausente.

Para evitar contaminação não toque o conta-gotas do frasco.

MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

CONSERVE EM TEMPERATURA AMBIENTE.

Lot:

Fab:

Val:

Reg. ANVISA: **80153480115**

### **NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A.**

Av. N. S. da Assunção, 736

05359-001 - São Paulo - SP

CNPJ: 56.994.502/0017-05

Indústria Brasileira

Resp. Téc.: **Tatiana Torres Pubill**

CRF-SP Nº **41752**

\* Marca registrada da Novartis

© 2017 Novartis

[www.br.alcon.com](http://www.br.alcon.com)

## CARTUCHO

### **OPTI-FREE\* GOTAS UMIDIFICANTES**

Estéril

Para todas as lentes de contato.

Reduz o desconforto das lentes.

Solução segura e eficaz para prevenir depósitos de proteínas nas lentes.

Remove proteínas e resíduos e umidifica durante o uso das lentes.

3 mL; 5 mL; 10 mL; 15 mL

**LACRE DE SEGURANÇA:** Não use se o lacre de segurança estiver violado ou ausente. Não use se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Composição, Indicações, Restrições ao uso e Modo de usar: vide bula.

CONSERVE EM TEMPERATURA AMBIENTE.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Use antes da data de validade marcada no produto.

Descarte a solução após seis meses da abertura do frasco.

Processo de esterilização usado na fabricação: Filtração.

Reg. ANVISA: **80153480115**

Resp. Téc.: **Tatiana Torres Pubill**

CRF-SP Nº **41752**

**NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A.**

Av. N. S. da Assunção, 736

05359-001 - São Paulo - SP

CNPJ: 56.994.502/0017-05

Indústria Brasileira

Lot:

Fab:

Val:

Serviço de Atendimento ao Consumidor: **0800 7077908 / sac.brasil@alcon.com**

\* Marca registrada da Novartis

© 2017 Novartis

[www.br.alcon.com](http://www.br.alcon.com)

---

Milena Gutierrez Chaw

Representante Legal

---

Tatiana Torres Pubill

Responsável Técnica – CRF nº 41752