




MARCAÇÕES PARA CURVATURA DA ARMAÇÃO



Curvatura da Armação





IU - Iniciais do Usuário



22F = Front Add. 2.25



AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

IU - Iniciais do Usuário



17 - 18 mm

LI = LifeStyle 3i

O = Outdoor

U = Urban

I = Indoor

	17mm	18mm
1.50	71	81
1.53	7X	8X
1.60	73	83
1.67	75	85
1.74	77	87

22F = Front Add. 2.25

Altura mínima de montagem 14mm




1.67	L45C / H
Trivex	L4XC / H
CR	L41C / H

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

IU - Iniciais do Usuário



Altura mínima de montagem 18mm




1.67	L85C / H
Trivex	L8XC / H
CR	L81C / H

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

IU - Iniciais do Usuário



OBS.: As marcações das lentes irão variar entre C ou H de acordo com o tipo de desenho: Clarity = C / Harmony = H.

Altura mínima de montagem 14mm




1.67	L45
Trivex	L4X
CR	L41

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

IU - Iniciais do Usuário



Altura mínima de montagem 18mm




1.67	L85
Trivex	L8X
CR	L81

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

IU - Iniciais do Usuário



HOYALUX WIDE PREMIUM BKS

A LENTE PARA TODAS AS OCASIÕES

Atenção: As lentes produzidos no Click Fee podem ser facilmente identificadas pela gravação Y à frente da marcação que você já conhece.



Altura de Montagem

4 = 14mm

6 = 16mm

8 = 18mm

2 = 20mm

Materiais

YBP1= 1.50

FBP1= 1.50

YBPX = 1.53


FBPX = 1.53

YBPP = 1.59

FBPP = 1.59


YBP5 = 1.67

FBP5 = 1.67



AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	



Atenção: As lentes produzidos no Click Fee podem ser facilmente identificadas pela gravação Y à frente da marcação que você já conhece.



Altura de Montagem

4 = 14mm

6 = 16mm

8 = 18mm

2 = 20mm

Materiais

YBP1= 1.50

FBP1= 1.50

YBPX = 1.53


FBPX = 1.53

YBPP = 1.59

FBPP = 1.59


YBP5 = 1.67

FBP5 = 1.67



AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	



O antirreflexo NO-Risk pode ser aplicado apenas na face interna quando a lente for polarizada.

HOYALUX WIDE PREMIUM BKS

A LENTE PARA TODAS AS OCASIÕES

Atenção: As lentes produzidos no Click Fee podem ser facilmente identificadas pela gravação Y à frente da marcação que você já conhece.



Altura de Montagem

4 = 14mm

6 = 16mm

8 = 18mm

2 = 20mm

Materiais

YBP1= 1.50

FBP1= 1.50

YBPX = 1.53


FBPX = 1.53

YBPP = 1.59

FBPP = 1.59


YBP5 = 1.67

FBP5 = 1.67



AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	



O antirreflexo NO-Risk pode ser aplicado apenas na face interna quando a lente for polarizada.

HOYALUX WIDE PREMIUM BKS

A LENTE PARA TODAS AS OCASIÕES

Atenção: As lentes produzidos no Click Fee podem ser facilmente identificadas pela gravação Y à frente da marcação que você já conhece.



Altura de Montagem

4 = 14mm

6 = 16mm

8 = 18mm

2 = 20mm

Materiais

YBP1= 1.50

FBP1= 1.50

YBPX = 1.53


FBPX = 1.53

YBPP = 1.59

FBPP = 1.59


YBP5 = 1.67

FBP5 = 1.67



AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	



O antirreflexo NO-Risk pode ser aplicado apenas na face interna quando a lente for polarizada.

HOYALUX WIDE PRO BKS

Atenção: As lentes produzidos no Click Fee podem ser facilmente identificadas pela gravação Y à frente da marcação que você já conhece.

HOYALUX
WIDE PRO

BKS

Altura de Montagem

8 = 18mm

Materiais

YSP1= 1.50


FSP1= 1.50

YSPX = 1.53

FSPX = 1.53


YSP5 = 1.67

FSP5 = 1.67



AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	



HOYALUX SUMMIT BKS

Atenção: As lentes produzidos no Click Fee podem ser facilmente identificadas pela gravação Y à frente da marcação que você já conhece.

HOYALUX
SUMMIT

BKS

Altura de Montagem

4 = 14mm

Materiais

YCD1= 1.50


FCD1= 1.50

YCDX = 1.53

FCDX = 1.53


YCD5 = 1.67

FCD5 = 1.67



AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	



HOYALUX WIDE BKS

Atenção: As lentes produzidos no Click Fee podem ser facilmente identificadas pela gravação Y à frente da marcação que você já conhece.

HOYALUX
WIDE

BKS

Altura de Montagem

8 = 18mm

Materiais

Yw1= 1.50


Fw1= 1.50

YWX = 1.53

FWX = 1.53


Yw5 = 1.67

Fw5 = 1.67



AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	




Altura mínima de montagem 14mm



1.67	TF	CD5
Trivex	TF	CDX
CR	TF	CD1

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	




Altura mínima de montagem 18mm




		WIDE	WIDE PRO
Trivex	TF	WX	SPX
CR	TF	W1	Sp1

AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	



HOYALUX
GP




Altura mínima de montagem 14mm



1.60	TF	AS3
Trivex	TF	ASX
CR	TF	AS1

AR - Tratamentos Antirreflexo:


No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	



Altura mínima de montagem 18mm



1.60	TF	A3
Trivex	TF	AX
CR	TF	A1



Atenção: As lentes produzidos no Click Fee podem ser facilmente identificadas pela gravação Y à frente da marcação que você já conhece.


Altura mínima de montagem 14mm



1.60	DAS3 ou A3 FFYAS3 ou F/YA3
TRIVEX	DASX ou AX FFYASX ou F/YAX
POLI	DASP ou AP FFYASP ou F/YAP
CR	DAS1 ou A1 FFYAS1 ou F/YA1

AR - Tratamentos Antirreflexo:


No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	



Altura mínima de montagem 18mm



1.60	DAS3 ou A3 FFYAS3 ou F/YA3
TRIVEX	DASX ou AX FFYASX ou F/YAX
POLI	DASP ou AP FFYASP ou F/YAP
CR	DAS1 ou A1 FFYAS1 ou F/YA1





Altura mínima de montagem 18mm



Poli	DJ / FFJ
CR	DJH / FFJH
TRIVEX	FFJX



AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	



Obs.: O tratamento BLUECONTROL não é aplicado em lentes policarbonato. * Marcação AMPLUS / ELITE.

Altura mínima de montagem 18mm



AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

Enroute	
RP53V	1.60
RP55V	1.67

22F = Front Add. 2.25

SYNC III

Atenção: As lentes produzidos no Click Fee podem ser facilmente identificadas pela gravação Y à frente da marcação que você já conhece.

Altura mínima de montagem 18mm




1.50	YS1	DS1
TRIVEX	YSX	DSX
1.67	YS5	DS5
1.74	YS7	DS7



SYNC 5	5
SYNC 9	9
SYNC 13	13

AR - Tratamentos Antirreflexo:

BLUECONTROL

BC





AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

18 - 24 mm

N = Perto

F = Longe

C20 = DESENHO + corredor (mm)

C = CLOSE

S = SCREEN

P = SPACE

Corredor F N

18 mm 7 11

19 mm 8 11

20 mm 8 12

21 mm 9 12

22 mm 9 13

23 mm 10 13

24 mm 10 14

WSV1 = 1.50

WSVX = 1.53

WSV3 = 1.60

WSV5 = 1.67

WSV7 = 1.74

C2F = Front Add. 2.25

HOYA DESKTOP PREMIUM



Altura mínima de montagem 18mm



TRIVEX	BDX
CR	BD1

AR - Tratamentos Anti-reflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	



Atenção: As lentes produzidos no Click Fee podem ser facilmente identificadas pela gravação Y à frente da marcação que você já conhece.



Altura mínima de montagem 18mm

DESKTOP

1.60 | **T3**
CR | **T1**


AR - Tratamentos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	



Instruções de Montagem - HOYA DESKTOP e HOYA DESKTOP PREMIUM


As lentes HOYA DeskTop tem uma inovadora possibilidade de adaptação à necessidade do usuário, podendo ser configurada para dois tipos básicos de uso cotidiano.



- **VERSÃO 40** - Esta versão é para aquele usuário que utiliza 40% de sua visão cotidiana no escritório para os objetos mais próximos (mesa de trabalho, computador), mas também necessita de uma visão intermediária estendida. A interação entre as visões de perto, intermediária e intermediária estendida é bastante balanceada, para um uso confortável em todo o ambiente de trabalho.

- **VERSÃO 60** - Esta versão é para aquele usuário cuja a área de visão é bem mais focada na zona mais próxima da área de trabalho, onde ele utiliza 60% de seu foco visual. Sendo assim, a área da lente destinada à mesa de trabalho e ao computador é bem mais ampla, e a utilização da área de perto e intermediária são aquelas mais privilegiadas, já que a área de visão para longe é bem menos utilizada por este tipo de usuário.

As versões 40 e 60 são decididas na montagem e são fabricadas a partir do MESMO BLOCO de HOYA DeskTop sem a necessidade de termos duas lentes diferentes para atender a esses dois diferentes tipos de usuários.



Obs.: Devido a convergência necessária para a visão intermediária, a DNP de longe deve ser alinhada no traço vertical que está posicionado acima dos pontos de montagem, deslocado a 1mm dos mesmos.

MIO LIGHT/HIPERLIGHT IDENTITY V+

MIO LIGHT

IDENTITY V+

1.74	Ni7
1.67	Ni5
1.60	Ni3
TRIVEX	NiX
CR-39	Ni1

AR - Tratamientos Antirreflexo:

No-Risk	BLUECONTROL
NR	BC
LONGLife	
LL	

